


**RECOMMANDATIONS : 1ER JET D'URINE**  
**O-PRE-ENR 28 version : 5**

Révision sans modification

L'examen cyto bactériologique des urines de premier jet permet de détecter une urétrite (inflammation de l'urètre) et d'identifier le(s) germe(s) en cause. Le prélèvement doit être fait, si possible, avant tout traitement.  
 - Si écoulement urétral, veuillez-vous rapprocher du laboratoire pour le prélèvement. En cas d'impossibilité, recueillir le 1er jet d'urine.  
 - En l'absence d'écoulement, recueillir le 1er jet d'urine au moins 2 heures après la dernière miction.

**COMMENT FAIRE ?**



- 1) Se laver les mains
- 2) Recueillir le 1<sup>er</sup> jet dans le flacon stérile remis par le laboratoire (environ 10mL)
- 3) Fermer soigneusement le flacon
- 4) Remplir la fiche de renseignements ci-dessous et la remettre avec l'échantillon

**Acheminement au laboratoire : dans les plus brefs délais et au maximum 2 heures après le recueil à température ambiante.**

**En cas de recherche de Mycoplasmes :**

**Recueil des urines uniquement au laboratoire.**

**A COMPLETER ET A REMETTRE AU SECRETARIAT**

Nom :	Date et heure de recueil des urines :
Prénom :	Le ...../..... /..... à .....H.....
Date de naissance :	

**A renseigner par le laboratoire**

Heure de prise en charge au laboratoire : .....

Heure de dépôt au laboratoire : .....

**RECOMMANDATIONS : 1ER JET D'URINE**  
**O-PRE-ENR 28 version : 5**

Révision sans modification

L'examen cyto bactériologique des urines de premier jet permet de détecter une urétrite (inflammation de l'urètre) et d'identifier le(s) germe(s) en cause. Le prélèvement doit être fait, si possible, avant tout traitement.  
 - Si écoulement urétral, veuillez-vous rapprocher du laboratoire pour le prélèvement. En cas d'impossibilité, recueillir le 1er jet d'urine.  
 - En l'absence d'écoulement, recueillir le 1er jet d'urine au moins 2 heures après la dernière miction.

**COMMENT FAIRE ?**



- 1) Se laver les mains
- 2) Recueillir le 1<sup>er</sup> jet dans le flacon stérile remis par le laboratoire (environ 10mL)
- 3) Fermer soigneusement le flacon
- 4) Remplir la fiche de renseignements ci-dessous et la remettre avec l'échantillon

**Acheminement au laboratoire : dans les plus brefs délais et au maximum 2 heures après le recueil à température ambiante.**

**En cas de recherche de Mycoplasmes :**

**Recueil des urines uniquement au laboratoire.**

**A COMPLETER ET A REMETTRE AU SECRETARIAT**

Nom :	Date et heure de recueil des urines :
Prénom :	Le ...../..... /..... à .....H.....
Date de naissance :	

**A renseigner par le laboratoire**

Heure de prise en charge au laboratoire : .....

Heure de dépôt au laboratoire : .....