



















EXAMENS réalisés par le laboratoire <input type="checkbox"/> Guadeloupe <input type="checkbox"/> Saint– Martin (SXM)	TUBES
Biochimie : Apo A1 Hormonologie : Cortisol, FSH, HCG* non urgent, LH, Oestradiol, Progestérone, Prolactine, Testostérone, T3L, T4L, TSH Marqueurs tumoraux : AFP*, CA 125*, CA 15.3*, CA 19.9*, PSA/PSAL*, CA 19.9*, ACE Immunologie et Protéines spécifiques : Ac anti-CCP, B2Microglobuline, ATPO, ATG, C3, C4, Facteur rhumatoïde (Latex, Waaler Rose), Folates (= Vitamine B9), Ig E totale, Vitamine B12, Vitamine D 25 OH (D2 + D3), Dosage pondéral des Ig G, Ig A et Ig M, Sérologie virale, parasitaire et bactérienne: Hépatite A*, Hépatite B*, Hépatite C*, Rubéole*, Syphilis (TPHA et VDRL)*, Toxoplasmose*, HIV non urgent* *Examen pour lequel un tube de sérothèque (petit tube sec à gel jaune) doit être prélevé.	1 GRAND TUBE SEC A GEL (4.5 ml)   AJOUTER si SÉROTHEQUE* → 1 TUBE SEC A GEL (3,5ml) PAR BILAN 
Sérologie virale, parasitaire et bactérienne: HTLV*, CMV*, EBV*, Herpes simplex Virus* (HSV) *Examen pour lequel un tube de sérothèque (petit tube sec à gel jaune) doit être prélevé.	 1 PETIT TUBE SEC A GEL
Biochimie : Acide urique, Amylase, Albumine, ASLO (Anti-Streptolysine O), Bilirubine (totale et directe), Calcium, Coefficient de saturation de la transferrine, Chlore, Cholestérol (Total, HDL, LDL), CKMB, CPK, Créatinine, CRP, Fer, Ferritine, GGT, Haptoglobine, Préalbume, Ionogramme (NA, K, CL), LDH, Lipase, Magnésium, Phosphatase alcaline, Phosphore, Protéines, Réserve alcaline, Transaminases (GO, GP), Transferrine, Triglycérides, Urée Medicaments: Paracétamol	 TUBE SEC A GEL
Glycémie, Epreuves glycémiqes : GPP et HGPO Ethanol	 TUBE GRIS FLUORE
Hormonologie : HCG urgent* Immunologie et Protéines spécifiques : ASD (anti-streptodornase), NT PRO-BNP, Procalcitonine, Myoglobine, Troponine Sérologie virale, parasitaire et bactérienne: HIV urgent*, sérologie dengue*, *Examen pour lequel un tube de sérothèque (petit tube sec à gel jaune) doit être prélevé.	 1 PETIT TUBE SEC A GEL
Electrophorèse des protéines sériques et Immunofixation	  2 TUBES SEC A GEL 3,5ml (dont sérothèque)
Fibrinogène, TP-INR, TCA, D-DIMERES	
Parathormone	
Groupe sanguin, RAI,	 
NFS, Plaquettes, Vitesse de sédimentation, Paludisme, Réticulocytes	 <i>Si agrégats, ajouter :</i> 
Plaquettes	
Electrophorèse de l'hémoglobine	
Hémoglobine A1C	


Agitation de chaque tube par plusieurs retournements lents après le prélèvement